

ATTESTATION DE STABILITE
TEST ANTIGENIQUE COVID-VIRO®

COVID-VIRO® est stable durant 24 mois après la date de fabrication lorsqu'il est conservé entre 2°C et 30°C.

Une exposition à -20°C ou +45°C pendant 48h n'a aucun impact sur les performances du test.

COVID-VIRO® peut être réalisé entre 4°C et 37°C.

Boulogne-Billancourt, le 09/11/2020.



Dr. Joseph COULLOC'H
Pharmacien Biologiste